

# Warmpi®

## Manual de instrucciones - Almohadilla térmica

Lea atentamente este manual antes de usar la almohadilla térmica. Así obtiene el mejor resultado y utiliza el producto de forma segura.

### 1. Uso óptimo

La almohadilla térmica Warmpi funciona mejor cuando puede transferir el calor directamente al cuerpo. Siéntese cómodamente contra la almohadilla y, después de unos 5 minutos, notará que la temperatura aumenta de forma clara. Normalmente la almohadilla empieza a sentirse caliente después de aproximadamente 60 segundos. En 5-10 minutos alcanza su temperatura de trabajo. La duración puede variar según el modelo y el tipo de tejido.

Color	Nivel	Temperatura aprox.
ROJO	Ajuste máximo	hasta 50 °C
BLANCO	Ajuste medio	hasta 40 °C
AZUL	Ajuste bajo	hasta 30 °C

### 2. Conectar y encender

1. Conecte la almohadilla térmica a un adaptador de corriente USB, puerto USB o power bank compatible.
2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encenderla.
3. El botón ON/OFF parpadeará en ROJO. La almohadilla permanecerá en el ajuste más caliente durante 5 minutos.
4. Después de 5 minutos, cambiará automáticamente al ajuste medio y permanecerá en esa posición.
5. Para apagarla, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos. La luz del botón se apagará.
6. Desconecte Warmpi de la fuente de alimentación.

### 3. Mantener el ajuste máximo durante más tiempo

1. Encienda la almohadilla manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos.
2. Pulse el botón 3 veces más: pasará por el ajuste medio BLANCO y el ajuste bajo AZUL hasta volver al ajuste máximo ROJO continuo.
3. Cuando el botón permanezca encendido en ROJO de forma continua, la almohadilla emitirá el calor máximo de manera continua.
4. Cuando haya terminado, apáguela manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos, hasta que la luz se apague.
5. Desconecte la almohadilla de la fuente de alimentación.

# Warmpi®

## Manual de instrucciones - Información de uso y seguridad

### 4. Uso con power bank

La mayoría de las power banks móviles tienen una salida USB de aproximadamente 5 voltios y 2,0-2,5 amperios. Esta información suele estar indicada en la propia power bank.

Warmpi necesita 5 V, por lo que una power bank USB adecuada es ideal para usar la almohadilla térmica de forma inalámbrica. El número de amperios no suele ser lo más importante para este uso; se relaciona más con funciones como la carga rápida de teléfonos móviles.

Coloque la power bank fuera de la almohadilla o, si su modelo lo permite, en el compartimento o zona posterior prevista para ello. Asegúrese siempre de que el cable no quede doblado, atrapado ni dañado.

#### **Duración aproximada con una power bank de 10.000 mAh:**

- Ajuste máximo ROJO: alrededor de 4 horas de calor óptimo.
- Ajuste medio BLANCO: fácilmente más de 8 horas con una carga completa.

Si no está seguro de si su power bank es compatible con su almohadilla térmica, contacte con el servicio de atención al cliente.

### 5. Mantenimiento y limpieza

Limpie la superficie de la almohadilla térmica con un paño húmedo. El botón es resistente al agua; esto no se aplica a los conectores situados en la parte posterior del botón.

Antes de limpiar, asegúrese de que la almohadilla esté completamente apagada y desconectada de la fuente de alimentación.

### 6. Advertencias de seguridad

- No utilice la almohadilla térmica si el cableado está dañado.
- Supervise el uso cuando la almohadilla sea utilizada por niños o personas con movilidad reducida.
- No deje la almohadilla encendida cuando no esté presente.
- Coloque siempre la almohadilla en un lugar seco y asegúrese de que el cable permanezca en buen estado.
- Deje que la almohadilla se enfríe antes de guardarla.

Siga siempre las instrucciones y advertencias específicas suministradas con la almohadilla térmica. Utilice el producto de forma segura y responsable. Si observa problemas inusuales o fallos de funcionamiento, contacte con el servicio de atención al cliente.

Warmpi®	Contacto
Laning 7 3202 JC Spijkenisse Países Bajos	Tel.: 0181 - 44 11 42 Web: <a href="http://www.warmpi.nl">www.warmpi.nl</a> E-mail: <a href="mailto:info@warmpi.nl">info@warmpi.nl</a>

Versión española basada en la página de manual de Warmpi. Conserve este manual para futuras consultas.